

Бақылау сұрақтары.

1. Өлшеу нәтижелеріне суене отырып және резервуардың көлемін (250 мл) ескере, лаборатроиялық құрылғы ішіне қамалған газ массасын бағалаңыз.
2. Экспериментте дәл нәтижелер алу үшін, неліктен суу процессінің мүмкіндігінше жай жүру керектігін талап етілетінін түсіндіріңіз.
3. Газдың қызған кезіне сәйкес учаткедегі нүктелер изохоралық процесс теңдеуін қанағаттандыра ма? Егер қанағаттандырмаса не үшін?
4. Тіркелген тәуелділікке резервуардың ішінде аз мөлшерде су болса, ол қалай әсер етер еді.